

Caspase 3 Monoclonal antibody

【货号】 AM20103

【规格】 50ul

【产品信息】

◆产品名称	Caspase 3 Monoclonal antibody
◆规格	50ul
◆别名	CASP3, Caspase3, Caspase 3, CASP-3, CASP 3
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	caspase 3, apoptosis-related cysteine peptidase
◆经测试应用	WB, IHC, IF/ICC
◆宿主	Mouse
◆种属反应性	Human, Mouse
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human Caspase 3
◆理论分子量	32 kDa
◆实际分子量	17 kDa
◆Gene ID (NCBI)	836
◆GenBank Accession Number	BC016926
◆UNIPROT	P42574
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20℃. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:1000-1:3000 for western blotting (WB) 1:200-1:800 for Immunofluorescence (IF) 1:150-1:600 for Immunohistochemistry (IHC)

【注意事项】 ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
◆本产品仅限科研使用。