

Caspase 9/P35 Monoclonal antibody

【货号】 AM20149

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

| | |
|------------------------------|---|
| ◆产品名称 | Caspase 9/P35 Monoclonal antibody |
| ◆规格 | 50ul/100ul |
| ◆别名 | CASP9, Caspase 9, Caspase 9/p35/p10, 1B7G2, APAF 3 |
| ◆产品类型 | Monoclonal |
| ◆基因全称 | caspase 9, apoptosis-related cysteine peptidase |
| ◆经测试应用 | WB, IHC, IF/ICC |
| ◆宿主 | Mouse |
| ◆种属反应性 | Human, Mouse |
| ◆免疫原 | A synthesized peptide derived from human Caspase 9 |
| ◆理论分子量 | 46 kDa |
| ◆实际分子量 | 42-50 kDa |
| ◆Gene ID (NCBI) | 842 |
| ◆GenBank Accession Number | BC002452 |
| ◆UNIPROT | P55211 |
| ◆形式 | Liquid |
| ◆保存条件 | Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| ◆建议稀释度 | 1:500-1:1000 for western blotting (WB) 1:50-1:200 for Immunohistochemistry (IHC) 1:25-1:250 for Immunofluorescence (IF/ICC) |

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
 - ◆本产品仅限科研使用。