

## Aconitase 2 Monoclonal antibody

【货号】 AM20177

【规格】 50ul/100ul

### 【产品信息】

◆产品名称	Aconitase 2 Monoclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	ACO2, 1F1G4, ACO 2, Aconitase, Aconitase2
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	aconitase 2, mitochondrial
◆经测试应用	WB, IHC
◆宿主	Mouse
◆种属反应性	Human, Mouse, Rat
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human ACO2
◆理论分子量	85 kDa
◆实际分子量	85 kDa
◆Gene ID (NCBI)	50
◆GenBank Accession Number	BC014092
◆UNIPROT	Q99798
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:2500-1:25000 for western blotting (WB) 1:250-1:1000 for Immunohistochemistry (IHC)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
  - ◆本产品仅限科研使用。