

TFAM Monoclonal antibody

【货号】 AM20180

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	TFAM Monoclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	MtTF1, mtTFA, TCF6, TCF-6, Transcription factor 6-like 2
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	transcription factor A, mitochondrial
◆经测试应用	WB, IHC, IF/ICC
◆宿主	Mouse
◆种属反应性	Human
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human TFAM
◆理论分子量	29 kDa
◆实际分子量	25 kDa
◆Gene ID (NCBI)	7019
◆GenBank Accession Number	BC126366
◆UNIPROT	Q00059
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:2500-1:25000 for western blotting (WB) 1:100-1:400 for Immunofluorescence (IF/ICC) 1:1000-1:4000 for Immunohistochemistry (IHC)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
 - ◆本产品仅限科研使用。