

# IκB Alpha Monoclonal antibody

【货号】 AM20192

【规格】 50ul/100ul

## 【产品信息】

◆产品名称	IκB Alpha Monoclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	IKBA, IκB α, NFκB1A, 2G6H7, I kappa B alpha
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells inhibitor, alpha
◆经测试应用	WB, IHC
◆宿主	Mouse
◆种属反应性	Human, Mouse, Rat
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human IκB Alpha
◆理论分子量	36 kDa
◆实际分子量	36 kDa
◆Gene ID (NCBI)	4792
◆GenBank Accession Number	BC004983
◆UNIPROT	P25963
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:1000-1:10000 for western blotting (WB) 1:25-1:250 for Immunohistochemistry (IHC)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
  - ◆本产品仅限科研使用。