

## N-cadherin Monoclonal antibody

【货号】 AM20195

【规格】 50ul/100ul

### 【产品信息】

◆产品名称	N-cadherin Monoclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	1D8B3, Cadherin 2, Cadherin-2, CD325, CDH2
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	cadherin 2, type 1, N-cadherin (neuronal)
◆经测试应用	WB, IHC, IF-P
◆宿主	Mouse
◆种属反应性	Human, Mouse, Rat
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human N-cadherin
◆理论分子量	100 kDa
◆实际分子量	130 kDa
◆Gene ID (NCBI)	1000
◆GenBank Accession Number	BC036470
◆UNIPROT	P19022
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:500-1:5000 for western blotting (WB) 1:750-1:3000 for Immunohistochemistry (IHC) 1:100-1:400 for Immunofluorescence (IF-P)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
  - ◆本产品仅限科研使用。