

pan-keratin Polyclonal antibody

【货号】 AP20146

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	pan-keratin Polyclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	pan-CK, CK 5, CK-5, Cytokeratin 5, keratin 5
◆产品类型	Polyclonal
◆基因全称	keratin 5
◆经测试应用	WB, IHC, IF/ICC, IF-P
◆宿主	Rabbit
◆种属反应性	Human, Mouse
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human pan-keratin
◆理论分子量	62 kDa
◆实际分子量	60-70 kDa
◆Gene ID (NCBI)	3852
◆GenBank Accession Number	BC024292
◆UNIPROT	P13647
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20℃. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:20000-1:100000 for western blotting (WB) 1:750-1:3000 for Immunohistochemistry (IHC) 1:25-1:250 for Immunofluorescence (IF/ICC) 1:100-1:400 for Immunofluorescence (IF-P)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
 - ◆本产品仅限科研使用。