

PBS (1×Phosphate Buffered Saline)

- 【产品简介】** ◇PBS的主要功能有：1、将培养基保持在生理pH范围内。2、维持细胞内和细胞外渗透平衡。
◇常用于组织分解和单层分散，因为钙和镁离子的存在可能会阻碍胰蛋白酶活性, 还可用于常规免疫组织化学测试，并作为各种血液学和分子生物学程序中细胞的洗涤缓冲液。
◇不含钙、镁。
- 【货 号】** C2006
- 【规 格】** 500ml
- 【理化性质】** ◇在光线充足条件下目视检查，应为透明、无异物的液体。
◇pH 计测定，应为 7.4。
- 【保存条件】** 15~30℃ 保存，有效期 2 年
- 【使用方法】** 1.从规定的储存条件下取出培养基，并查看标签信息。
2.用 75%乙醇等消毒液擦拭瓶子的外部。
3.在层流培养罩下使用无菌/无菌技术，按照既定的协议工作。
- 【注意事项】** ◆本产品仅限于科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。