

## Hexokinase 2 Recombinant antibody

【货号】 RM20175

【规格】 50ul/100ul

### 【产品信息】

◆产品名称	Hexokinase 2 Recombinant antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	HK2, EC:2.7.1.1, Hexokinase type II, hexokinase2, Hexokinase-2
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	hexokinase 2
◆经测试应用	WB, IHC
◆宿主	Rabbit
◆种属反应性	Human, Mouse
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human Hexokinase 2
◆理论分子量	102 kDa
◆实际分子量	102 kDa
◆Gene ID (NCBI)	3099
◆GenBank Accession Number	BC021116
◆UNIPROT	P52789
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:500-1:2000 for western blotting (WB) 1:125-1:500 for Immunohistochemistry (IHC)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
  - ◆本产品仅限科研使用。