

Anti-GAPDH antibody

【货号】 TY10002

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	Anti-GAPDH antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	G3PD, GAPD, GAPDH, OK/SW cl.12
◆产品类型	内参抗体
◆基因全称	glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase
◆经测试应用	WB, IF/ICC
◆宿主	Mouse
◆种属反应性	Human, Mouse, Rat, Pig
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human GAPDH
◆克隆类型	Monoclonal
◆理论分子量	36 kDa
◆实际分子量	36 kDa
◆Gene ID (NCBI)	2597
◆GenBank Accession Number	BC004109
◆UNIPROT	P04406
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20℃. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:50000-1:500000 for western blotting (WB) 1:200-1:2000 for Immunofluorescence (IF)

【注意事项】 ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
◆本产品仅限科研使用。