

## 6\*His, His-Tag Monoclonal antibody

【货号】 AM20150

【规格】 50ul/100ul

### 【产品信息】

|             |                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ◆产品名称       | 6*His, His-Tag Monoclonal antibody                                                  |
| ◆规格         | 50ul/100ul                                                                          |
| ◆产品类型       | 标签抗体                                                                                |
| ◆基因全称       | 6*His, His-Tagg                                                                     |
| ◆经测试应用      | WB, IF/ICC                                                                          |
| ◆宿主         | Mouse                                                                               |
| ◆种属反应性      | Recombinant Protein                                                                 |
| ◆克隆类型       | Monoclonal                                                                          |
| ◆UNIPROT ID | HISTAG                                                                              |
| ◆形式         | Liquid                                                                              |
| ◆保存条件       | Store at -20℃. Stable for one year after shipment.                                  |
| ◆建议稀释度      | 1:2500-1:25000 for western blotting (WB)<br>1:100-1:400 for Immunofluorescence (IF) |

【注意事项】 ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；  
◆本产品仅限科研使用。