

DYKDDDDK Tag Monoclonal antibody

【货号】 AM20163

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	DYKDDDDK Tag Monoclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆产品类型	标签抗体
◆别名	Flag, Flag tag, DDDDK, DDDDK tag, DYKDDDDK
◆基因全称	DYKDDDDK tag
◆经测试应用	WB, IF/ICC
◆宿主	Mouse
◆种属反应性	Recombinant Protein
◆克隆类型	Monoclonal
◆UNIPROT ID	FLAGTAG
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20℃. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:2500-1:25000 for western blotting (WB) 1:100-1:400 for Immunofluorescence (IF)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
 - ◆本产品仅限科研使用。