

GFP Tag Monoclonal antibody

【货号】 AM20184

【规格】 100ul/500ul

【产品信息】

◆产品名称	GFP Tag Monoclonal antibody
◆规格	100ul/500ul
◆产品类型	标签抗体
◆基因全称	GFP Tag
◆经测试应用	WB, IF/ICC
◆宿主	Mouse
◆种属反应性	Recombinant Protein
◆免疫原	Sequence: MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTCLKFI CTTGKLPVPWPTLVTTFSYGVQCFSRYPDHMKQHDFFKSAMPEGYV QERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKE YNYNSHNVIYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIG DGPVLLPDNHYLSTQSALSKDPNEKRDHMLVLEFVTAAGITHGMDEL YK
◆克隆类型	Monoclonal
◆Gene ID (NCBI)	6
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20℃. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:10000-1:50000 for western blotting (WB) 1:200-1:800 for Immunofluorescence (IF)

【注意事项】 ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
◆本产品仅限科研使用。