

GST Tag Polyclonal antibody

【货号】 AP20156

【规格】 100ul/500ul

【产品信息】

◆产品名称	GST Tag Polyclonal antibody
◆规格	100ul/500ul
◆产品类型	标签抗体
◆基因全称	GST Tag
◆经测试应用	WB
◆宿主	Rabbit
◆种属反应性	Recombinant Protein
◆计算分子量	26 kDa
◆克隆类型	Polyclonal
◆GenBank蛋白编号	FN315687
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20℃. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:5000-1:10000 for western blotting (WB)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
 - ◆本产品仅限科研使用。