

CL488-conjugated Goat Anti-Rabbit IgG(H+L)

【货号】 AS1001-2

【规格】 100ul/500ul

【产品信息】

◆产品名称	CL488-conjugated Goat Anti-Rabbit IgG(H+L)
◆规格	100ul
◆抗体亚型	IgG
◆免疫原	Rabbit IgG
◆产品类型	Polyclonal
◆抗体来源	Goat
◆应用范围	IF, FC
◆纯度	>99%
◆偶联物	CL488 Fluorescent Dye, Amax=488 nm; Emax=515 nm
◆产品形态	液体
◆保存条件	在-20℃下储存，一年内稳定
◆建议稀释度	1:100-1:1000 for Immunofluorescent (IF)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
 - ◆本产品仅限科研使用。