

## HRP-Goat Anti-Rabbit IgG (H+L)

- 【产品简介】**
- ◆ 本抗体为经过亲和纯化的HRP标记山羊抗兔IgG(H+L)，特异识别兔IgG(H+L)，它将与特异性一抗一起检测、分选或纯化其特定靶点。它对兔IgG具有高度特异性，对其它种属IgG的反应性很小。
  - ◆ HRP(Horseradish Peroxidase)，中文名为辣根过氧化物酶，可以在ELISA时催化TMB底物显色，也可以在IHC检测时催化DAB显色，或在WB检测催化ECL类化学试剂（推荐P1034）产生反应而发光，检测灵敏度高，推荐稀释度可参考下方产品信息。
  - ◆ 本抗体如果用于常规的Western检测，以每次检测需10毫升1:10000稀释的二抗计算，至少可以检测100次。

**【货号】** AS1001

**【规格】** 100ul/500ul

**【产品信息】**

◆产品名称	HRP-Goat Anti Rabbit IgG (H+L)
◆规格	100ul
◆抗体亚型	IgG
◆免疫原	Rabbit IgG
◆抗体来源	Goat
◆应用范围	WB , ELISA , Dot blot
◆纯度	>99%
◆偶联物	HRP
◆产品形态	液体
◆保存条件	在-20℃下储存，一年内稳定
◆建议稀释度	1:3000-1:10,000 for western blotting 1:3000-1:10,000 for ELISA

- 【注意事项】**
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
  - ◆叠氮钠会抑制辣根过氧化物酶的活性，在含有辣根过氧化物酶的二抗中不可加入叠氮钠；
  - ◆本产品仅限科研使用。